

CONFIGURACIÓN



Proyecto Lipoid

Android y IOS

Adriana y Teresa



PASOS CONFIGURACION NIKI TALK iOS

1. ACCEDER WEB nikitalk.com
2. Entrar en el DESIGNER y a PROBAR
3. REGISTRARSE para acceder a la versión prueba
4. Una vez registrado ACCEDER e introducir usuario y contraseña que nos envían por correo al registrarnos



Introducir usuario y contraseña que nos envían al correo



User ID

Password

Remember me

[Forgot password?](#)





Para añadir imagen dar a rueda ajustes y a EDITAR




Comenzamos a configurar el comunicador:

- Página en color y seleccionamos color negro
- Seleccionar añadir imagen
- Seleccionar nueva imagen


Buscar imagen en BROWSE




Escribir nombre imagen en TÍTULO



Seleccionar Idioma, voz y nombre imagen




Guardar Álbum en Publicar




Aparece un mensaje de confirmación Album guardado




Ir a AJUSTES e introducir cuenta y contraseña




Seleccionar descargar Album



Ajustar configuración





COMPOSICIÓN CUADRÍCULA
IMÁGENES POR PANTALLA

ORDEN ALEATORIO IMÁGENES

FUENTE PARA MEJORAR LECTURA
PERSONAS CON DISLEXIA

ENSEÑAR TIRA FRASE MIENTRAS SE ELABORA
ELEGIR CUANDO QUEREMOS ESCUCHAR EL
SONIDO

REPETIR SONIDO

POSICIÓN TEXTO (ARRIBA O ABAJO)

POSIBILIDAD DE PONER BORDE A LAS
IMÁGENES POR CATEGORÍAS

POSICIÓN DE LA TIRA FRASE (ARRIBA O ABAJO)

COLOR DE LA TIRA FRASE

MOSTRAR A PANTALLA COMPLETA LA FRASE
FINAL

Clear Message



BORRA FRASE AUTOMÁTICAMENTE

Show Home Button



MOSTRAR BOTÓN CASA PARA VOLVER A LA PANTALLA DE INICIO

Show Back Button



MOSTRAR FLECHA PARA DESHACER ACCIÓN

Show Speak Button



MOSTRAR BOTÓN HABLAR

Show Keyboard Button



MOSTRAR BOTÓN DE TECLADO

Show Drawing Button



MOSTRAR BOTÓN DE DIBUJAR

Return Home



VOLVER A CASA AUTOMÁTICAMENTE

Return Home Delay

2 s >


SEGUNDOS QUE TARDA EN VOLVER A CASA AUTOMÁTICAMENTE

Allow Repetition



PERMITIR REPETICIÓN

Para ajustar configuración en ANDROID



Mantener pulsada esquina inferior izquierda de la Pantalla y cuando aparezca el icono de Ajustes, seleccionar

